


CODICE	DESCRIZIONE: TUTA TYVEK CON CAPPUCCIO + PASSE-POUCE – STER. BETA
S1012085	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prendere 1 tuta cod. I1012035 ed applicare ai polsi un passe-pouce da 15 cm in elastico 5 GOMME 2. Inserire 1 tuta nell'apposita busta 3. Etichettatura e IMBUSTO DOPPIO 4. Imballo da 25 pz. per scatola (protetti da una busta di politene 60x20x20x90) 5. Sterilizzazione raggi BETA

Fig. modello e dimensioni



Cod. I1012035

Etichetta per busta

Etichetta per cartone

STERILINE DISPOSABLE

Tyvek®

.COMBINAISON AVEC CAGOULE - ELASTIQUE POIGNETS
- CHEVILLES ET TAILLE + PASSE POUCE
TUTA CON CAPPUCCIO ELASTICO POLSI - CAVIGLIE E VITA
+ PASSE POUCE TL. 5/XXL

STERILE BETA

RED / ORANGE COLOR = IRRADIATED
UNI EN ISO 11140-1

COD. S1012085

Lotto Ch.-B. Batch no. No. de lot	Data ster. Steril.-Dat Steril. date	Scadenza Expiry Peremption Verfall
--	---	---

Contenido sterile. Rev. e che la confezione resta sterile. Attention.
Content sterile unless package is damaged. Single use only.
Verfikt (sterilisiert) da ansechtlicher Institution der sterilt avant usage.
Wird nicht sterilisiert, solange das in der Verpackung eingeschlossene Steril.-Verf.-Datum gültig ist.
Contenido estéril, salvo daños que se observe en el empaque solo utilizar para uso único.

INDUTEX S.p.A.
Via San Francesco n°8/10 - 20011 CORBETTA - MI
Tel. 02/972.387.11 Fax 02/872.387.89

STERILINE DISPOSABLE

18034058100627

Tyvek®

.COMBINAISON AVEC CAGOULE - ELASTIQUE POIGNETS
- CHEVILLES ET TAILLE + PASSE POUCE
TUTA CON CAPPUCCIO ELASTICO POLSI - CAVIGLIE E VITA
+ PASSE POUCE TL. 5/XXL

STERILE BETA

RED / ORANGE COLOR = IRRADIATED
UNI EN ISO 11140-1

COD. S1012085 - 25 PZ.

Lotto Ch.-B. Batch no. No. de lot	Data ster. Steril.-Dat Steril. date	Scadenza Expiry Peremption Verfall
--	---	---

Contenido sterile. Rev. e che la confezione resta sterile. Attention.
Content sterile unless package is damaged. Single use only.
Verfikt (sterilisiert) da ansechtlicher Institution der sterilt avant usage.
Wird nicht sterilisiert, solange das in der Verpackung eingeschlossene Steril.-Verf.-Datum gültig ist.
Contenido estéril, salvo daños que se observe en el empaque solo utilizar para uso único.

INDUTEX S.p.A.
Via San Francesco n°8/10 - 20011 CORBETTA - MI
Tel. 02/972.387.11 Fax 02/872.387.89

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU
Mod-09.06 Vers.1 Del 20/01/2000