

<p>CODICE</p> <p>S1015583</p>	<p>DESCRIPTION: TOP - BOTTES SEMELLE ANTIDERAPANTE 31 cm –STERILE ETO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insérer un pair de bottes (rèf 11015566) dans le sachet 2. Etiqueter et DOUBLE SACHET 3. carton de 50 paires (protégés par une enveloppe de polyéthylène) 4. Stérilisation ETO
---	---

Picture model and dimensions



Code 11015566

Etiquette pour sachet

Etiquette pour carton

STERILINE DISPOSABLE



- 1 PAIO DI CALZARI IN TYVEK SALDATI CON SUOLA ANTISCIVOLO - MIS. GRANDE

STERILE ETO

COD. S1015583

Lotto Ch.-B. Batch no. No. de lot	Data ster. Steril.-Dat. Steril. date	Scadenza Expiry Peremption Verfall
--	--	---

Contenuto sterile, fino a che la confezione resta intatta. Monouso.

Inhalt steril, solange Packung unversehrt. Für einmaligen Gebrauch.

Contents sterile unless package is damaged. Single use only.

Verifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Inhoud steril, zolang peesl outverpakkingen onbeschadigd zijn. Voor é énmallig gebruik.

Contenido estéril tanto tiempo que el envase sea intacto, para solo uso.

INDUTEX S.p.A.
Via San Francesco n°8/10 - 20011 CORBETTA - MI
Tel. 02/972.387.11 Fax 02/972.387.99

STERILINE DISPOSABLE



18834058076075



- 1 PAIO DI CALZARI IN TYVEK SALDATI CON SUOLA ANTISCIVOLO - MIS. GRANDE

STERILE ETO

COD. S1015583 50 PAIA

Lotto Ch.-B. Batch no. No. de lot	Data ster. Steril.-Dat. Steril. date	Scadenza Expiry Peremption Verfall
--	--	---

Contenuto sterile, fino a che la confezione resta intatta. Monouso.

Inhalt steril, solange Packung unversehrt. Für einmaligen Gebrauch.

Contents sterile unless package is damaged. Single use only.

Verifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Inhoud steril, zolang peesl outverpakkingen onbeschadigd zijn. Voor é énmallig gebruik.

Contenido estéril tanto tiempo que el envase sea intacto, para solo uso.

INDUTEX S.p.A.
Via San Francesco n°8/10 - 20011 CORBETTA - MI
Tel. 02/972.387.11 Fax 02/972.387.99