

Masque de protection respiratoire FFP3 3M 1883+ AURA

Masque 3M 1883+ FFP3 AURA avec valve protégée : Masque FFP3 non stérile à usage unique et avec lanières élastiques rouges.

Masque de protection respiratoire 3M 1883+ FFP3. Demi-masque (couvrant le nez, la bouche et le menton) conçu pour protéger des poussières (particules solides en suspension dans l'air comme les poussières de bois, de farine, d'amiante) et des aérosols (fines gouttelettes produites lors d'opérations de pulvérisation) dont la phase liquide est l'eau ou l'huile.

Masque FFP3 jetable apportant un confort de respiration optimal, sa légèreté, son maintien parfait et son adaptation à la morphologie du visage ainsi que la douceur de sa face interne hypoallergénique lui procurent plus de confort.

Le masque FFP3 3M 1883 Aura ne protège pas contre les gaz et les vapeurs

Caractéristiques techniques du Masque FFP3 3M 1883+ Aura :

- Masque FFP3 à usage unique avec élastiques : masque de filtration bouche et nez protégés.
- Masque FFP3 Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009
- Dispositifs médicaux (Directive 93/42) Type IIR (selon NF EN14683 : 2006)
- Efficacité de Type FFP3 : Il arrête au minimum 98% des particules supérieures à 0,01 microns
- Score EFB (Efficacité de filtration bactérienne) in vitro selon EN14683 : 2005 > 99,9%
- Le masque FFP3 est un EPI (Equipement de protection individuelle). Equipement de protection respiratoire : demi-masque FFP3 filtrant contre les particules
- Douceur de la face interne du masque FFP3 : ce qui le rend agréable à porter. La face interne est hypoallergénique.
- Masque à 3 plis
- Sans latex
- Couleur blanc
- Maintien avec 2 lanières élastiques rouges en élastomère polyisoprène
- Dimensions : 21 cm x 8.5 cm de la crête nasale jusqu'au dessous du menton
- Poids : 18 g / masque
- Temps de port : 8 heures

Le taux de filtration ou Efficacité de Filtration Bactérienne résulte de tests in vivo selon la méthode du test de Greene et Vesley, recommandée par l'Association of Operating Room Nurses (minimum 98% d'EFB pour des particules à partir de 0.1 micron)

Conditionnement du masque FFP3 3M 1883+ Aura :

Masques de protection respiratoire FFP3 3M 1883+ FFP3 AURA avec valve protégée à usage unique vendus en boîte distributrice de 8 masques conditionnés en emballage individuel.

Masque 3M 1883+ AURA de type FFP3 : Masque de protection respiratoire 3M 1883+ Aura FFP3 avec valve protégée. Vendus en boîte distributrice de 8 masques FFP3 jetables à usage unique conditionnés en emballage individuel. Equipement de protection individuelle protégeant le praticien selon la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Dispositifs médicaux protégeant le patient selon la norme EN 14683 : 2006.